



## Pensamiento avanzado

**El sistema BiPAP autoSV Advanced** simplifica aún más el tratamiento de los casos complicados de apnea del sueño.

Mediante la aplicación del pensamiento avanzado se pueden lograr soluciones más sencillas para sus pacientes... y para usted.

El sistema BiPAP autoSV Advanced combina tecnologías comprobadas para facilitar el tratamiento de los casos severos de apnea del sueño y aumentar su eficacia. Lo primero que notará es la forma en que el auto EPAP, sumado a una frecuencia de respaldo avanzada, simplifica el proceso de titulación. En segundo lugar, podrá apreciar cómo nuestro algoritmo de ventilación Servo monitorea los cambios en las necesidades de tratamiento del paciente y se adapta constantemente a ellas. En síntesis, nuestra prestigiosa tecnología Bi-Flex garantiza la comodidad del paciente y ayuda al cumplimiento del tratamiento a largo plazo. Todo esto conlleva al pensamiento avanzado, que le ayuda a hacer lo complejo mucho más simple.

**PHILIPS**

RESPIRONICS

Especificaciones de producto	
Fluctuación de presión	Ipap: 4 cm H <sub>2</sub> O a 30 cm H <sub>2</sub> O Epap: 4 cm H <sub>2</sub> O a 25 cm H <sub>2</sub> O
Frecuencia respiratoria	Auto, 4 – 30 bpm, apagado
Dimensiones	24,8 cm (l) x 16,8 cm (p) x 11,2 cm (a)
Peso	<1,8 kg
Filtros	De polen reutilizable y ultrafino (opcional)
Configuración del dispositivo	Teclado numérico incorporado y tarjeta Encore SmartCard
Capacidad de almacenamiento de datos	6 meses a 3 sesiones de uso por día; 7 días de análisis profundo de datos
Contenido de almacenamiento de datos	Fecha, hora, duración a presión, eventos detallados a corto plazo, tendencias a largo plazo
Compensación de altitud	Automática
Requisitos eléctricos	100 – 240 VAC 12 VDC (cuando funciona con un adaptador de corriente de CD externo)
Energía de CD	Cable de conexión directa
Garantía	2 años
Misceláneos	Humidificación térmica incorporada, teclado iluminado, encendido/apagado automático, alerta de mascarilla sin colocar
Información para realizar pedidos	
Sistemas BiPAP autoSV Advanced	Número de pieza
BiPAP autoSV Advanced con tarjeta Encore SmartCard (dispositivo solamente)	1042900
BiPAP autoSV Advanced con tarjeta Encore SmartCard (paquete básico; incluye el dispositivo y el humidificador térmico)	1042901
Accesorios	Número de pieza
Filtros de polen (reutilizables; 2 por paquete)	1005964
Filtros ultrafinos (desechables; 2 por paquete)	1005945
Tapa del filtro	1008479
Estuche	1005965
Tubo reutilizable para el paciente, gris (1,8 m)	622038
Adaptador de corriente de CD	1012975
Software Encore y SmartCard	Número de pieza
Software Encore Pro	1054785
Unidad USB de lectura/escritura para tarjeta SmartCard Encore	1014352
Paquete de tarjetas Encore SmartCard (10 tarjetas)	1003304
Humidificadores	Número de pieza
Humidificador térmico	1005792
Cámara de humidificador térmico (repuesto)	1035162

Respironics, autoSV, Bi-Flex, BiPAP, Encore y Encore SmartCard son marcas comerciales de Respironics, Inc. y sus filiales.



©2009 Koninklijke Philips Electronics N.V. Todos los derechos reservados.

Philips Healthcare se reserva el derecho de modificar las especificaciones o discontinuar productos en cualquier momento, sin previo aviso u obligación, y no es responsable de las consecuencias derivadas del uso de esta publicación. PRECAUCIÓN: Las leyes federales de los EE.UU. sólo autorizan la venta de estos dispositivos a profesionales de la medicina o bajo prescripción médica.

Broudy KB 8/7/09 MCI 4102541 PN 1065140

Philips Healthcare forma parte de Royal Philips Electronics

Europa, Medio Oriente, África  
+33 1 47 52 30 00  
Asia Pacífico  
+65 6298 1088

[www.philips.com/respironics](http://www.philips.com/respironics)

Philips Respironics  
1010 Murry Ridge Lane  
Murrysville, PA 15668  
+1 724 387 4000  
800 345 6443 (toll free,  
US only)