



# Diseñado pensando en los pacientes

BiPAP S/T, eficacia y comodidad gracias a su simplicidad

Philips Respironics, empresa innovadora en ventilación no invasiva (VNI) y líder mundial en el mercado de los dispositivos médicos respiratorios, presenta el sistema de asistencia ventilatoria BiPAP S/T. Este sistema de VNI, diseñado para proporcionar confort y eficiencia, ofrece una sencilla optimización para lograr el cumplimiento del paciente y hacerle la vida más fácil.

Para los pacientes, BiPAP S/T proporciona tratamiento de VNI mediante una plataforma de dimensiones reducidas, ligera y silenciosa. La mejora de la humidificación también contribuye a la comodidad de los pacientes.

Para los médicos, BiPAP S/T incorpora las avanzadas tecnologías de Respironics, como Digital Auto-Trak Sensitivity y alarmas integradas que le ayudan a ofrecer la mejor asistencia posible a sus pacientes.

## Con las tecnologías más avanzadas

Digital Auto-Trak detecta el inicio de la inspiración y la exhalación y es capaz de detectar las fugas y compensarlas, tanto si son intencionadas como si no lo son. Gracias al trigger y al ciclo automáticos, no es necesario realizar ajustes para lograr una sensibilidad óptima.

EncorePro ofrece a los médicos un fácil acceso a los datos del ventilador BiPAP S/T a través de la tarjeta SD. Ello le permite monitorizar el cumplimiento del paciente, evaluar el rendimiento de la ventilación e identificar tendencias para realizar posibles modificaciones en los ajustes en caso de producirse cambios en el estado del paciente.

**PHILIPS**

**RESPIRONICS**

# Especificaciones del producto BiPAP S/T

Características físicas	
Tamaño	18 x 14 x 10 cm (7 pulgadas de largo x 5,5 pulgadas de ancho x 4 pulgadas de alto)
Peso	Aproximadamente 1,36 kg (3 libras)
Parámetros del tratamiento	
Modos	CPAP, S, ST
Bi-Flex	Disponible en modo S
Inspiración cronometrada	0,5 a 3,0 segundos
IPAP	4 a 25 cm H <sub>2</sub> O
EPAP	4 a 25 cm H <sub>2</sub> O
CPAP	4 a 20 cm H <sub>2</sub> O
Rampa	0 a 45 minutos
Frecuencia respiratoria	0 a 30 BPM
Parámetros visualizados	
Presión, fuga, volumen tidal, ventilación minuto y frecuencia respiratoria	

Alarmas del paciente disponibles		
Desconexión del paciente, apnea, ventilación minuto baja		
Medioambientales		
	En funcionamiento	Almacenamiento
Temperatura	5 °C a 35 °C	-20 °C a 60 °C
Humedad relativa	15% al 95% (sin condensación)	15% al 95% (sin condensación)
Presión atmosférica	101 kPa a 77 kPa (0-2.286 m/0-7.500 pies)	N/D
Nivel de ruido		
< 30 dBA a una presión del dispositivo de 10 cm H <sub>2</sub> O sin humidificador		
Características eléctricas		
Fuente de voltaje de CA	100-240 V CA, 50/60 Hz, 2,1 A	
Potencia de CC	12 V CC, 5,0 A	
Filtros		
Espuma y ultrafino opcional		

## Información para pedidos

Artículo	Francia	Internacional	China	Australia	Japón
BiPAP S/T, serie C	FR1061421	1061421	CN1061421	AU1061421	JP1061421
BiPAP S/T, serie C, paquete principal	FR1061423	1061423	CN1061423	AU1061423	JP1061423

Accesorios del ventilador	Número de parte
Kit de filtro de espuma	1063091
Kit de filtro ultrafino	1063096
Humidificador térmico System One	1056210
Panel lateral del dispositivo	1063784
Cámara de agua	1066737
Fuente de alimentación	1058190
Maletín de transporte	1063857
Cable de alimentación Europa	1039014
Cable de alimentación Reino Unido	1039026

Accesorios de gestión de datos	Número de parte
Software EncorePro 2	1054785
Tarjeta SD (pack de 10)	1063859
Sobre para tarjetas SD (pack de 10)	1065146
Funda para tarjeta SD (acoplada al dispositivo)	1063858
Lector de tarjetas SD	1047300
Módulo de enlace	1061644

Respironics, Auto-Trak, Encore y BiPAP son marcas registradas de Respironics, Inc. y empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V. Reservados todos los derechos.

Philips Healthcare se reserva el derecho de realizar cambios en las especificaciones y/o de dejar de fabricar cualquier producto en cualquier momento sin previo aviso ni obligaciones y no se considera responsable de las consecuencias derivadas de la utilización de esta publicación.

Broudy AG 5/12/10 MCI 4103076 PN 1070316

Philips Healthcare forma parte de Royal Philips Electronics

Respironics Asia Pacífico  
+65 6882 5282

Respironics Europa, Oriente Medio, África  
+33 1 47 52 30 00

Philips Respironics  
1010 Murry Ridge Lane  
Murrysville, PA 15668

Atención al cliente  
+1 724 387 4000  
800 345 6443 (toll free, US only)  
www.philips.com/respironics